

PROTOCOLLI PHYSION[®]

CE-DAS[®] UROGENICS[®]

EMDA/UFS

<u>SOLUZIONE FARMACO</u>	: PENTOSAN	: 200 mg
	diluito in	: 100-150 ml acqua distillata
		oppure:
	EPARINA	: 10.000 unità
	diluita in	: 100-150 ml salina al 0.45%
<u>CATETERE-ELETTRODO</u>	: CE-DAS [®] UROGENICS [®] /Ag 9701	
<u>INTENSITÀ DI CORRENTE</u>	: 20-25 mA	
<u>DURATA DEL TRATTAMENTO</u>	: 25'	
<u>POLARITÀ</u>	: NEGATIVA (-)	
<u>RISE -RATE</u>	: 30-50 μ A/sec	

1. Fare accomodare il paziente comodamente supino: **non mettere in posizione ginecologica.**
2. Fare il test di gonfiaggio/sgonfiaggio del palloncino del catetere 2 volte a 5 ml con aria, come indicato nelle istruzioni per l'uso allegate al CE-DAS[®] UROGENICS[®].
3. Cateterizzare con il catetere-elettrodo CE-DAS[®]UROGENICS[®]/Ag 9701 usando gel anestetico convenzionale, idrosolubile (preferibilmente a base di lidocaina) e gonfiare il palloncino a 3 ml con aria.
4. Dopo il drenaggio e i lavaggi con acqua p.p.i. sterile introdurre in vescica la soluzione farmaco preparata come da protocollo.
5. Programmare il PHYSIONIZER[®] attenendosi alle istruzioni per l'uso ad esso allegate: utilizzare i parametri sopra indicati.
6. Scegliere due punti particolarmente lisci sull'addome per posizionare gli elettrodi dispersivi e pulire adeguatamente la cute con alcool.
7. Inumidire due elettrodi dispersivi con soluzione fisiologica allo 0.9%, quindi spalmare uno strato di gel conduttivo di almeno 5-7 mm sull'addome e posizionarvi gli elettrodi stessi. Assicurarsi che vi sia completa adesione alla pelle e che non vi siano bolle d'aria.
8. Quindi collegare le prese del CE-DAS[®] UROGENICS[®] e degli elettrodi dispersivi ai fili del PHYSIONIZER[®] (rosso al catetere e nero all'elettrodo dispersivo).

9. Premere il tasto START sul PHYSIONIZER®.
10. Ruotare il catetere ogni 5-7 minuti.
11. L'apparecchio avverte del termine del trattamento mediante segnale acustico. A trattamento completato drenare la vescica e rimuovere il catetere.

CICLO TERAPEUTICO:

- 3 trattamenti durante la prima settimana, poi
- una volta la settimana per 4 settimane.